


Anticorpo Policlonale Coniglio Ntf3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Numero articolo: CM0014202



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NTF3 validato per Western blot (WB), IHC-P ed ELISA. Riconosce la neurotrofina-3 umana e murina, un fattore di crescita secreto critico per la sopravvivenza dei neuroni sensoriali. Ideale per le neuroscienze e lo sviluppo di saggi IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NTF3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4908
GeneID	4908
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-257 della NTF3 umana (NP_002518.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	P20783
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio