


Nthl1 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - P78549

Numero articolo: CM0029716



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce la proteina NTHL1 umana, validato per WB e ELISA. Rileva una proteina di 34 kDa, ideale per la ricerca sulla riparazione basica dell'escissione e sul danno ossidativo del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NTHL1 pAb di coniglio
Note/Altri nomi	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1; NTHL1
Specie	Umana
ID genico (Uomo)	4913
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 della NTHL1 umana (NP_002519.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P78549
Peso proteico	34 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio