

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Ntn5 Per Wb Ed Elisa - Q8Wtr8

Numero articolo: CM0016633

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NTN5 validato per WB ed ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia netrina-5, una proteina secreta essenziale per il posizionamento dei motoneuroni. Rileva una banda di ~53kDa. Q8WTR8.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NTN5 pAb di Coniglio
Note/Alias	NTN5; netrina-5
Specie	Umano
GeneID	126147 (Umano)
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 340-489 di NTN5 umano (NP_665806.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8WTR8
Peso Proteico	53kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio