

## Nup107 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - P57740

Numero articolo: CM0002687



### introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Nup107 per applicazioni di Western Blot ed ELISA. Riconosce Nup107 umano, una proteina del complesso del poro nucleare di 106 kDa essenziale per l'assemblaggio dell'NPC. Ideale per la ricerca in biologia cellulare e nefrogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro                | Valore                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto            | Nup107 Anticorpo Monoclonale di Coniglio                                                                         |
| Note/Alias               | ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; Nup107                                                                              |
| Specie                   | Umano                                                                                                            |
| GeneID (Umano)           | 57122                                                                                                            |
| GeneID                   | 57122                                                                                                            |
| Immunogeno               | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 700-800 di Nup107 umano (P57740) |
| Sorgente                 | Coniglio                                                                                                         |
| Categoria                | Anticorpi Monoclonali                                                                                            |
| Applicazione             | WB, ELISA                                                                                                        |
| Reattività Incrociata    | Umano                                                                                                            |
| SWISS                    | P57740                                                                                                           |
| Peso Molecolare Proteico | 106 kDa                                                                                                          |
| Spedizione               | Sacchetto di ghiaccio                                                                                            |