

Nup133 Rabbit Pab - Q8Wum0

Numero articolo: CM0026510



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NUP133 per WB e ELISA. Rileva NUP133 umano, una nucleoporina da 129kDa coinvolta nell'esportazione di mRNA e nella nefrogenesi. Ideale per la ricerca sul complesso del poro nucleare e sullo sviluppo renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUP133 Rabbit pAb
Note/Alias	GAMOS8; NPHS18; hNUP133; NUP133
Specie	Umano
GeneID (umano)	55746
GeneID	55746
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 730-930 di NUP133 umano (NP_060700.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8WUM0
Peso proteico	129kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio