

Anticorpo Policlonale Nup153 Da Coniglio Per Wb E Elisa - P49790

Numero articolo: CM0029568



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio specifico per NUP153 umano, una proteina del complesso del poro nucleare. Adatto per Western blot e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per lo studio del trasporto nucleocitoplasmatico e dei meccanismi di integrazione virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NUP153 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri Nomi	N153; HNUP153; NUP153
Specie	Umano
GeneID (Umano)	9972
GeneID	9972
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 350-450 di NUP153 umano (NP_005115.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P49790
Peso Proteico	154 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio