

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nup160 Per Wb, Elisa - Q12769

Numero articolo: CM0014259



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NUP160 validato per WB ed ELISA. Target: proteina Nup160 del complesso del poro nucleare umano (162 kDa), un componente chiave del complesso del poro nucleare coinvolto nell'esportazione dell'mRNA. Adatto per la ricerca sul trasporto nucleocitoplasmatico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb anti-NUP160 di coniglio
Note/alias	NPHS19; NUP160
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	23279
ID del gene	23279
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-150 della NUP160 umana (NP_056046.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q12769
Peso della proteina	162 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante