


Anticorpo Policlonale Coniglio Nup214 Per Wb, Ip, Elisa - P35658

Numero articolo: CM0029792



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NUP214 (SWISS P35658) validato per WB, IP, ELISA. Mirato alla proteina del complesso dei pori nucleari umana Nup214, coinvolta nel trasporto nucleo-citoplasmatico e nel disassemblamento del capsido adenovirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUP214 Rabbit pAb
Note/Alias	CAN; CAIN; IIAE9
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8021
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 1251-1350 di NUP214 umana, NP_005076.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P35658
Peso proteico	214kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio