


Anticorpo Policlonale Coniglio Nur77 Per Wb, If/Icc, Elisa - P22736

Numero articolo: CM0016274



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro la proteina umana NUR77 (NR4A1), validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per la ricerca sulla segnalazione dei recettori nucleari, l'infiammazione e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NUR77 pAb coniglio
Note/Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	3164
GeneID	3164
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 200-300 della NUR77 umana (NP_002126.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P22736
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio