

## Anticorpo Policlonale Coniglio NxN Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6Dkj4

Numero articolo: CM0024019

### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NXN validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce con Uomo, Topo, Ratto. Ideale per studi sulla via di segnalazione Wnt e sulla regolazione redox. Non coniugato, bersaglio di 48 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NXN Rabbit pAb                                                                                                                     |
| Annotazioni/alias   | NRX; RRS2; TRG-4; NXN                                                                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                               |
| ID gene (Uomo)      | 64359                                                                                                                              |
| ID gene             | 64359                                                                                                                              |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-280 della NXN umana (NP_001192248.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                                                                                                                  |
| SWISS               | Q6DKJ4                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 48 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                                  |