

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Occludina Per Wb Ed Elisa - Q16625

Numero articolo: CM0013617



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Occludina umana (UniProt Q16625). Adatto per WB ed ELISA, reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sulle giunzioni strette e sulla permeabilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio anti-Occludina
Note/Alias	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludina
Specie	Umano
GeneID (Umano)	100506658
GeneID	100506658
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 350-450 dell'Occludina umana (NP_002529.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q16625
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio