

Anticorpo Policlonale Coniglio Ogdhl Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uld0

Numero articolo: CM0015803

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio OGDHL convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva OGDHL umano, murino e ratto, una deidrogenasi 2-ossoglutarica mitocondriale coinvolta nel ciclo TCA, nell'inibizione della proliferazione cellulare e nell'apoptosi. Ideale per ricerche sul metabolismo e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OGDHL Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	YOBELN; OGDHL
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55753
GeneID	55753
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-110 di OGDHL umano (NP_060715.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9ULD0
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio