


Ogt Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb - O15294

Numero articolo: CM0018886



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OGT (O-GlcNAc transferasi), validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adatto per campioni umani, di topo, di ratto. Ideale per studi metabolici, epigenetici e di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	OGT Anticorpo Policlonale di Coniglio
Note/Alias	OGT1; HRNT1; MRX106; XLID106; HINCUT-1; O-GLCNAC; OGT
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8473
GeneID	8473
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 510-699 di OGT umano (NP_858058.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15294
Peso Proteico	117kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio