

Pab Di Coniglio Contro Oncostatina M Per Wb, If/Icc, Elisa - P13725

Numero articolo: CM0026897



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'oncostatina M umana (OSM), adatto per WB, IF/ICC e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per la ricerca sulla segnalazione delle citochine, la proliferazione cellulare e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Oncostatin M Rabbit pAb
Note/Alias	OSM; Oncostatin M
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5008
GeneID	5008
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P13725
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio