

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Orexina B Per Wb, Ihc, If/Icc, Elisa - O43612

Numero articolo: CM0007205



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro l'Orexina B/Ipocretina-2 umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio della regolazione da parte dei neuropeptidi dell'alimentazione, dei cicli sonno-veglia e del metabolismo energetico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Orexina B
Note/alias	OX; PPOX; NRCLP1; Orexina B
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	3060
ID del gene	3060
Immunogeno	Proteina ricombinante dell'Orexina B/Ipocretina-2 umana
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	O43612
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Ghiaccio refrigerante