

Osarf23 Pab Di Coniglio - Osarf23

Numero articolo: CM0020178

introduzione

OsARF23 pAb di coniglio è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina OsARF23 ricombinante (*Oryza sativa*). Validato per WB ed ELISA, rileva specificamente OsARF23 (~94 kDa) nei campioni di riso.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsARF23 pAb di coniglio
Note/Alias	arf1; ARF23; OsARF1; OsARF23
Specie	<i>Oryza sativa</i>
ID del gene	4350610
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 700-800 di OsARF23 di <i>Oryza sativa</i> . (Q2R3F5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	<i>Oryza sativa</i>
Peso della proteina	94 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante