

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osgi (Pab) - Q0Jq44

Numero articolo: CM0019043

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OsGI (GI) in Oryza sativa. Validato per WB ed ELISA, con un peso molecolare previsto di 127 kDa. Ideale per studi di biologia vegetale e ricerca agricola.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsGI pAb di coniglio
Note/Alias	GI; OsGI
Specie	Oryza sativa
ID del gene	4325329
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 820-1090 di OsGI di Oryza sativa (Q9AWL7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q0JQ44
Peso della proteina	127 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante con ghiaccio