

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Osgrs1 Per Wb Ed Elisa - Q53An3

Numero articolo: CM0021721

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro OsGSR1 del riso (Q53AN3). Adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con Oryza sativa. Immunogeno: proteina ricombinante. Peso molecolare previsto: 11 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	OsGSR1 Rabbit pAb
Note/alias	Gsr1; OJ1001_B06.38; OsGSR1
Specie	Oryza sativa
ID del gene	4340712
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-100 di OsGSR1 di Oryza sativa. (Q53AN3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Oryza sativa
SWISS	Q53AN3
Peso della proteina	11 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante