


Anticorpo Monoclonale Per Osteopontina (Opn) Per Wb, Elisa - P10451

Numero articolo: CM0002206



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro Osteopontina umana (OPN, SPP1) validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per ricerca in biologia ossea, immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Topo per Osteopontina
Note/Alias	OPN; BNSP; BSPI; ETA-1; Osteopontina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6696
ID Gene	6696
Immunogeno	Proteina ricombinante di Osteopontina umana
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P10451
Peso Molecolare Proteina	35 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio