

Oswrky53 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q5W6M7

Numero articolo: CM0022747

introduzione

OsWRKY53 pAb di coniglio, un anticorpo policlonale generato contro OsWRKY53 ricombinante di Oryza sativa (aa 1-181), convalidato per WB e ELISA. Rileva il fattore di trascrizione WRKY implicato nella segnalazione dell'acido abscissico e della gibberellina, che si localizza nel nucleo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OsWRKY53 pAb di coniglio
Annotazioni/Alias	OsWRKY53
Specie	Oryza sativa
GeneID	4338474
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-181 di OsWRKY53 di Oryza sativa. (Q5W6M7)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Oryza sativa
SWISS	Q5W6M7
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio