

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Oxct1 (Scot) Per Wb, Elisa - P55809

Numero articolo: CM0024090



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro OXCT1 (SCOT), validato per WB e ELISA, che reagisce con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sul metabolismo dei corpi chetonici e lo sviluppo di diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	OXCT1 Rabbit pAb
Note/Alias	OXCT; SCOT; OXCT1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5019
GeneID	5019
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 261-520 di OXCT1 umano (NP_000427.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55809
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato