

P23/Ptges3 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15185

Numero articolo: CM0004960



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio P23/PTGES3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Mira alla prostaglandina E sintasi 3, un enzima citosolico e chaperone coinvolto nell'infiammazione e nella regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	P23/PTGES3 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	P23; TEBP; cPGES; P23/PTGES3
Specie	Umano
GeneID (umano)	10728
GeneID	10728
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di P23/PTGES3 umano (NP_006592.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15185
Peso Proteico	19 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio