


P38 Mapk Rabbit Pab - Q16539

Numero articolo: CM0015510



introduzione

p38 MAPK Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio generato contro un peptide sintetico all'interno della p38 MAPK umana (aa 261-360). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA, con reattività crociata verso essere umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p38 MAPK Rabbit pAb
Note/Alias	RK; p38; CSBP; EXIP; Mxi2; CSBP1; CSBP2; CSPB1; PRKM14; PRKM15; SAPK2A; p38ALPHA; p38 MAPK
Specie	Essere umano
GeneID (umano)	1432
GeneID	1432
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 261-360 della p38 MAPK umana (NP_620581.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Essere umano, topo, ratto
SWISS	Q16539
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio