

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-P70 S6 Kinase 1 Per Wb - P23443

Numero articolo: CM0020316



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la p70 S6 Kinase 1 umana (S6K1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Adatto alla ricerca sulla crescita cellulare e sulla regolazione della traduzione in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	p70 S6 Kinase 1 Rabbit pAb
Note/alias	S6K; P56K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; p70 S6 Kinase 1
Specie	Umano
GeneID	6198
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 426-525 della P70 S6K umana (NP_003152.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P23443
Peso della proteina	59 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante