

Anticorpo Policlonale Di Coniglio P75Ntr/Ngfr Per Wb, If/Icc, Elisa - P08138

Numero articolo: CM0016814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro p75NTR/NGFR umano (CD271; TNFRSF16). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per studiare differenziazione neuronale, sopravvivenza e captazione del glucosio insulino-dipendente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	p75NTR/NGFR Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	CD271; p75NTR; TNFRSF16; p75(NTR); Gp80-LNGFR; p75NTR/NGFR
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4804
ID Gene	4804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 273-427 di p75NTR/NGFR umano (NP_002498.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08138
Peso Proteico	45kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio