


P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1 Pab Di Coniglio - Q15418

Numero articolo: CM0024648



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro p90Rsk/RSK1/RPS6KA1, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo, ratto. Proteina di 83kDa. Ideale per studi sulla segnalazione MAPK e sulla proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 pAb di coniglio
Note/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; p90Rsk/RSK1/RPS6KA1
Specie	Uomo
GeneID	6195
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli aminoacidi 600 e l'estremità C-terminale della proteina p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umana (NP_002944.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15418
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio