

## Mab Coniglio Contro Pai-1/Serpin E1 Per Wb, Elisa - P05121

Numero articolo: CM0002309



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio PAI-1/Serpin E1 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con PAI-1 umano e di scimmia. Ideale per la ricerca su fibrinolisi, migrazione cellulare e senescenza.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb coniglio contro PAI-1/Serpin E1                            |
| Annotazioni/Alias   | PAI; PAI1; PAI-1; PLANH1; PAI-1/Serpin E1                      |
| Specie              | Umana                                                          |
| GeneID (Uomo)       | 5054                                                           |
| Immunogeno          | Peptide sintetico (aa 50-150 di PAI-1/Serpin E1 umano, P05121) |
| Origine             | Coniglio                                                       |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                          |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                      |
| Reattività crociata | Uomo, Scimmia                                                  |
| SWISS               | P05121                                                         |
| Peso proteico       | 45kDa                                                          |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                          |