


Pak1 Rabbit Mab Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13153

Numero articolo: CM0002644



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega a PAK1 umano (Q13153), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi su cancro, citoscheletro e vie di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAK1 Rabbit mAb
Note/Alias	IDDMSSD; p65-PAK; PAKalpha; alpha-PAK; PAK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5058
GeneID	5058
Immunogeno	Peptide sintetico (Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PAK1 umano (Q13153))
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13153
Peso proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio