


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pak5 Per Wb, Elisa - Q9P286

Numero articolo: CM0022242



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PAK5 validato per Western Blotting (WB) ed ELISA, con reattività nell'uomo e nel topo. Ideale per lo studio di PAK5/PAK7 nella regolazione del citoscheletro, nella segnalazione cellulare e nella ricerca sul cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PAK5 pAb di coniglio
Note/alias	PAK7; PAK5
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	57144
GeneID	57144
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 600-700 di PAK5 umano (NP_065074.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q9P286
Peso della proteina	81 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante