


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Palld Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Wx93

Numero articolo: CM0016315



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla Palladina umana (PALLD). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul citoscheletro, sull'adesione cellulare e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PALLD pAb coniglio
Note/Alias	MYN, PNCA1, CGI151, SIH002, CGI-151, PALLD
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23022
GeneID	23022
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 383-672 di PALLD umana (NP_001159582.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8WX93
Peso proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio