

Mab Pan-Akt Di Coniglio Per Western Blot, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Numero articolo: CM0002895



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Pan-Akt convalidato per WB, IP, IF, IHC, ELISA. Rileva Akt1, Akt2, Akt3 in essere umano, topo e ratto. Peso molecolare: 56kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan-Akt Rabbit mAb
Note / Alias	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	207, 208, 10000
GeneID	207, 208, 10000
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-123 della Pan-Akt umana (NP_005154.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P31749 / P31751 / Q9Y243
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio