

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pan-Akt Per Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P31749/P31751/Q9Y243

Numero articolo: CM0022311



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro pan-Akt (AKT1, AKT2, AKT3) per WB, IP, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per lo studio delle vie di AKT nel cancro e nel metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	Pan-Akt pAb di coniglio
Note/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Pan-Akt
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 311-480 di AKT1/AKT2/AKT3 umano (NP_005154.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso della proteina	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Spedizione	Borsa refrigerante