

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pan Cadherina (Mab) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12830 / P19022 / P22223 / P33151 / P55283 / P39038

Numero articolo: CM0009306



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio pan cadherina di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce cadherine umane e murine. Ideale per la ricerca sull'adesione cellulare e la biologia epiteliale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	Pan Cadherin Rabbit mAb
Note/Alias	Arc-1; CD324; CDHE; ECAD; LCAM; UVO; Pan Cadherin
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	999/1000/1001/1002
ID Gene	999/1000/1001/1001/1002/12561
Immunogeno	Peptide Sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina
SWISS	P12830/P19022/P22223/P33151/P55283/P39038
Peso Molecolare Proteina	140 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio