

Anticorpo Policlonale Coniglio Pan-Crotonil-K Per Wb E Elisa

Numero articolo: CM0000030

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per residui di lisina crotonilati. Convalidato per Western blot e ELISA, reagisce con campioni di origine umana, murina e di ratto. Ideale per lo studio delle modifiche di crotonilazione della lisina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Pan-Crotonil-K pAb di coniglio
Specie	Umana
Immunogeno	Peptide sintetico; peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente K crotonilato.
Origine	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
Spedizione	Sacco di ghiaccio