

Pab Di Coniglio Pan Dimetil-Lisina Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa

Numero articolo: CM0000227

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio Pan DiMetil-lisina diretto ai residui di lisina dimetilata. Adatto per Western blot, IHC su paraffina, IF/ICC e ELISA. Reazione crociata predetta con umano, topo, ratto e altre specie. Immunogeno: peptide sintetico contenente K dimetilata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Pan DiMetil-lisina
ID gene (Umano)	pan Kme2
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente K dimetilata.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro predetto)
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio