

Anticorpo Policlonale Coniglio Pan Dimetil-Lisina Per Wb E Elisa

Numero articolo: CM0000215

introduzione

L'anticorpo policlonale coniglio Pan DiMetil-lisina è un anticorpo policlonale specifico per residui di lisina dimetilata, adatto per applicazioni di Western blot (WB) ed ELISA. Mostra reattività crociata con campioni umani, murini e di ratto, consentendo ampie ricerche sulla metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan DiMetil-lisina Rabbit pAb
Gene ID (Umano)	pan Kme2
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente K dimetilata.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi metilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
Spedizione	Borsa del ghiaccio