

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pan Acido Lattico-Lisina Per Wb, Ip, Elisa | Rilevamento Della Lattilazione

Numero articolo: CM0000061



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto a Pan acido lattico-lisina, una chiave modificazione post-traduzionale. Convalidato per WB, IP, ELISA con ampia reattività tra specie (Umana, Topo, Ratto). Ideale per la ricerca sulla lattilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan acido lattico-lisina mAb di coniglio
Specie	Umana
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Pan acido lattico-lisina.
Origine	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto, Altro (Ampia gamma prevista)
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio