

Anticorpo Policlonale Coniglio Pan Acido Lattico-Lisina (Wb, Elisa)

Numero articolo: CM0000053

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio mirato alla modifica Pan Acido lattico-Lisina. Validato per applicazioni Western blot (WB) ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto e altre specie ad ampio spettro. Ideale per lo studio delle modifiche post-traduzionali delle proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan Acido lattico-Lisina pAb coniglio
Specie	Umano
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Pan Acido lattico-Lisina
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio spettro)
Spedizione	Borsa del ghiaccio