

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti Pan-Metil-Istidina Per Applicazioni Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000207

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio anti pan-metil-istidina, generato contro un peptide sintetico di istidina metilata, è adatto per saggi WB, DB ed ELISA. Rileva le modifiche pan-metil-istidina in campioni umani, di topo e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti Pan-metil-Istidina
ID Gene (Umano)	pan Hme
Immunogeno	Peptide sintetico di Istidina (His) Metilata
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio