

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pan Mono-Metil Lisina Per Applicazioni Di Western Blot Ed Elisa

Numero articolo: CM0000213



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Pan Mono-Metil Lisina (Cat. No. A18293) per Western Blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla metilazione delle proteine. Approvvigionamento affidabile da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Pan Mono-Metil Lisina
ID Gene (Umano)	pan Kme1
Immunogeno	`Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Spedizione	Sacca di ghiaccio