

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti Motivo Pan-Mono-MetilR (R*Gg) Per Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000219

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio validato che mira al motivo pan-mono-metilarginina R*GG per Western blot, dot blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per la ricerca di rilevamento globale della metilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti Motivo pan-Mono-MetilR (R*GG)
ID Gene (Umano)	pan Rme1
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Metilati
Applicazione	WB, DB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
Spedizione	Sacca di ghiaccio