

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Pan-Myristyl-G Per Wb Ed Elisa

Numero articolo: CM0000006

introduzione

L'Anticorpo Policlonale di Coniglio pan-Myristyl-G (pAb) riconosce le modificazioni della glicina miristilata. Validato per applicazioni di Western Blot (WB) ed ELISA, con reattività crociata nel ratto. Ideale per lo studio della lipidazione e miristoilazione delle proteine nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio pan-Myristyl-G
Bersaglio	pan Myristyl-G
Immunogeno	Peptide sintetico; un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente G miristilata.
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Ratto
Spedizione	Sacca refrigerante