

Mab Murino Anti Pan Fosfo-Serina/Treonina - Pan Fosfo-Serina/Treonina

Numero articolo: CM0001561

introduzione

Questo anticorpo monoclonale murino pan fosfo-Serina/Treonina è progettato per rilevare proteine fosforilate in varie specie, tra cui uomo, topo e ratto. È adatto per applicazioni di western blotting, immunistochemica e ELISA nella ricerca sul signaling cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb murino anti pan Fosfo-Serina/Treonina
Specie	Universale
ID genico (Uomo)	pan p-S/T
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Serina/Treonina fosforilate.
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)
Spedizione	Sacco di ghiaccio