

Pan Fosfo-Serina/Treonina Coniglio Mab - Anticorpo Fosfo-Serina/Treonina

Numero articolo: CM0000844

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio pan-specifico che si lega a residui di serina/treonina fosforilati. Adatto per WB, IP, IHC-P ed ELISA su umano, topo, ratto e altre specie previste. Ideale per ampi studi sulla segnalazione fosforilativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pan Fosfo-Serina/Treonina coniglio mAb
Specie	Universale
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Serina/Treonina fosforilata
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio intervallo previsto)
Spedizione	Borsa del ghiaccio