

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pan Fosfo-Serina/Treonina - Pan P-S/T

Numero articolo: CM0000545

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Pan Fosfo-Serina/Treonina per il rilevamento di residui di S/T fosforilati. Convalidato per applicazioni WB ed ELISA, con un'ampia reattività crociata prevista su uomo, topo, ratto e altre specie. Ideale per lo studio delle vie di segnalazione dipendenti dalla fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-Pan Fosfo-Serina/Treonina
ID Gene	pan p-S/T
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente S e T fosforilate.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (ampio spettro previsto)
Spedizione	Borsa di ghiaccio