

Pab Di Coniglio Pan Phospho-T - Fosfotreonina (Phospho-T)

Numero articolo: CM0000675

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro i residui di treonina fosforilati, adatto per Western blot ed ELISA. Predetto per reagire con un'ampia gamma di specie tra cui uomo e topo, è utile per rilevare eventi di fosforilazione proteica in vari contesti di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan Phospho-T Rabbit pAb
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente T fosforilato
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Altro (ampia gamma prevista)
Spedizione	Ghiaccio secco