

## Mab Coniglio Pan Fosfo-Treonina - Pan Fosfo-Treonina

Numero articolo: CM0001394

### introduzione

Il mAb coniglio Pan Fosfo-Treonina rileva la fosforilazione della treonina in un'ampia gamma di specie (umana, topo, ratto e molte altre). Questo anticorpo monoclonale di coniglio è validato per WB, IP e ELISA, e supporta la ricerca sulla segnalazione per fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb coniglio Pan Fosfo-Treonina                            |
| Specie              | Umana                                                      |
| Immunogeno          | Peptide sintetico fosforilato attorno alla treonina umana. |
| Origine             | Coniglio                                                   |
| Categoria           | Anticorpi fosforilati                                      |
| Applicazione        | WB, IP, ELISA                                              |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto, Altro (ampio intervallo previsto)      |
| Spedizione          | Sacco ghiacciato                                           |