

Anticorpo Monoclonale Di Topo Pan Phospho-Tirosina - Pan P-Y

Numero articolo: CM0001112

introduzione

L'anticorpo monoclonale di topo Pan Phospho-Tirosina rileva i residui di tirosina fosforilati. Adatto per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA con reattività prevista nell'uomo, topo, ratto e un'ampia gamma di specie. Essenziale per la ricerca sulla segnalazione delle tirosin chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di topo Pan Phospho-Tirosina
ID Gene (Umano)	pan p-Y
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Y fosforilato
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampia Gamma Prevista)
Spedizione	Sacca di ghiaccio