

Mab Coniglio Pan Fosfo-Tirosina - Pan P-Y

Numero articolo: CM0001604

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che riconosce i residui pan-fosfo-tirosina nelle specie umana, mouse e ratto, validato per applicazioni WB, IP ed ELISA. Ideale per lo studio delle reti di segnalazione della fosforilazione della tirosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio Pan Fosfo-Tirosina
Specie	Umana
ID genico (umano)	Pan p-Y
Immunogeno	Peptide sintetico: Libreria casuale di peptidi fosforilati intorno al residuo Tyr
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Mouse, Ratto, Altre (ampio intervallo previsto)
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio