

Anticorpo Monoclonale Coniglio Pan Fosfo-Tirosina (Mab) - Pan Fosfo-Tirosina Rabbit Mab

Numero articolo: CM0001976

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio Pan Fosfo-Tirosina (mAb) per WB, IP, ELISA. Rileva la fosfo-tirosina in esseri umani, topi, ratti e altre specie con un'ampia reattività. Ideale per studi sulla fosforilazione e sulla segnalazione cellulare. >10KDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Pan Fosfo-Tirosina Rabbit mAb
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza contenente Y fosforilato.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto, Altro (prevista ampia gamma)
Peso proteico	>10KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio